




Slik bruker du Lätta Lyft

Før du setter deg i rullestolen plasserer du løfteselen med merket, Lätta Lyft, pekende ut i ryggen. Dette er viktig for at løfteselen skal bevare sin styrke. Selen, som er testet og godkjent av "Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut", holder for 350 kilogram. Vi anbefaler likevel max 150 kg brukervekt. Dette kommer av at vektgrensen for hvor tunge personer som kan løftes begrenses av hvor sterke personene er som skal gjøre forflytningen.




Det finnes fire spesialsyddde, grepsvennlige bomullshåndtak på løfteselen. Det blir enkelt å forklare hvordan man løfter: "Ta tak i håndtakene..."




Klærne sitter som de skal og det er redusert risiko for overstrekk og vonde ledd som følge av slurv og feilaktige løft. Den fremre delen skal løftes litt høyere enn den bakre delen for å gi god balanse for brukeren.

Lätta Lyft på 2 forskjellige måter



For personer med svak nakkemuskulatur kan det være en fordel å løfte foran og bak. Hodet får støtte mot den som står bak. Også i trange passasjer og i trapper er denne teknikken å foretrekke.



Ved andre typer løft passer det kanskje bedre å bære på hver side. En lang og en kort person løfter lika bra sammen som to jevnhøye. Det blir ikke varmt å sitte i selen under lang tid.

Vaskeanvisning

Lätta Lyft kan maskinvaskes ved 40 grader og sentrifugeres. Strekk båndene etter vask. Lufttørkes, ikke bruk tørketrommel. Vaskes separat. Materialet är 50% bomull, 50% polyamid

Produsent Svart på Vitt AB

Box 4067 S-443 12 Gråbo Sverige www.lattalyft.se
Lätta Lyft er produsert i Sverige. Garanti er 2 år etter fakturadato.

Distributør i Norge PHYSIOTECH AS

Øvre Høn terrasse 22 1384 Asker
Tlf 66 78 13 52 www.physiotech.no

Testet og godkjent ved Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut